

Code Biomnis	Paramètre	Préanalytique T°
TRILE	10 Hydroxy-Oxcarbazépine - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ACEBS	Acebutolol - sérum	2 mL Sérum volume impératif (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
APRIS	Acide pristanique - Plasma	4 mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
METH	Alcool méthylique - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ALIM	Alimémazine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ALPR	Alprazolam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ALU	Aluminium	2 mL Plasma héparinate de sodium, hépariné, héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
AMIO	Amiodarone - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
AMISU	Amisulpride - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
AMIT	Amitriptyline - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
AMOS	Amoxapine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
AMOX	Amoxicilline - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
AMPHS	Amphétamines - confirmation	1 mL Plasma Fluoré.Plasma sur Héparinate de Litium accepté(proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
AMPHO	Amphotéricine B - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLUIN	Anticoagulants oraux : Fluindione - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
AVK	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
WARFA	Anticoagulants oraux : Warfarine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
TRICY	Antidépresseurs - recherche - identification - dosage - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ARIPI	Aripiprazole - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
BACL	Baclofène - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
BENZC	Benzodiazépines - identification - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
BCARO	Bêta carotène	1 mL Plasma Héparine de lithium (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
BROMA	Bromazépan - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
BUPIV	Bupivacaïne - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
BUPS	Buprénorphine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CD	Cadmium - Sang total	5 mL Sang total hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
CAF	Caféine - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CANS	Cannabis - confirmation	1 mL Plasma Fluoré.Plasma sur Héparinate de Litium accepté(proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré

Code Biomnis	Paramètre	Préanalytique T°
CARTL	Carnitine libre et totale - Plasma	4 mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CARNU	Carnitine libre et totale - urines	5 mL Urines du matin - miction + 4 mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CAROT	Caroténoïdes	2 mL Plasma Héparine de lithium (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CEFO	Cefotaxime - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CEFTA	Ceftazidime - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CEFTR	Ceftriaxone - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LIBX	Chlordiazépoxide - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CHLOQ	Chloroquine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LARG	Chlorpromazine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CIBEN	Cibenzoline - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CIPRO	Ciprofloxacine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CITA	Citalopram - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CLOB	Clobazam - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CLOMI	Clomipramine - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CLON	Clonazépam - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CLORA	Clorazépate - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CLOXA	Cloxacilline - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CLOZA	Clozapine - Sérum	2 x 0.5 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
COCS	Cocaïne - confirmation	1 mL Plasma Fluoré. Plasma sur Héparinate de Litium accepté (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
Q10	Coenzyme Q10 - CoQ10 - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
COLS	Colchicine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CRYOI	Cryoglobulines - identification - Sérum	4 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
CRYOR	Cryoglobulines - recherche - Sérum	4 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
CU	Cuivre	2 mL Plasma héparinate de sodium, héparinate de lithium, sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
TER	Cyamémazine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
DEXPR	Dextropropoxyphène - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
DIAZ	Diazépam + Desméthyl diazépam - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
DIBE	Dibécacine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré

Code Biomnis	Paramètre	Préanalytique T°
DISO	Disopyramide - sérum	2 mL Sérum volume impératif (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
DOSUL	Dosulépine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
DOXEP	Doxépine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
DOXY	Doxycycline - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
DULO	Duloxétine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ESTAZ	Estazolam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ETHO	Ethosuximide - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
5FUTO	Evaluation du risque toxique aux Fluoropyrimidines : génotypage de la dihydropyrimidine deshydrogénase et phénotypage de la DPD par les dosages d'uracile et dihydrouracile	1 tube de sang total sur héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur de phase) : Réfrigéré et 2 tubes de plasma héparinate de lithium : Congelé
FELB	Felbamate - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FGF23	FGF 23 - Fibroblast Growth Factor 23 - Plasma	2 mL Plasma EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLECA	Flécaïnide - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLUCO	Fluconazole - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLUCY	Flucytosine - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLUNI	Flunitrazépam - sérum	2 mL Sérum volume impératif (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLUO	Fluor - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLUOX	Fluoxétine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLUPE	Flupentixol - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLUP	Fluphénazine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FLUVO	Fluvoxamine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
FOSAM	Fosamprénavir - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
GAB	Gabapentine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
GHBS	GHB - Acide Gamma Hydroxy Butyrique - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
GROUP	Groupage sanguin ABO - RH1(D) - Sang total	5 mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
HALO	Halopéridol - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
HEMAI	Hémopathies aiguës - Immunophénotypage	5 à 10 mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) + 1 frottis sanguin non coloré Moelle sur héparine ou EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) + 1 frottis médullaire non coloré T° ambiante
HQUIN	Hydroquinidine - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
HYDRO	Hydroxyzine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé

Code Biomnis	Paramètre	Préanalytique T°
IBU	Ibuprofène - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
IMAT	Imatinib - Plasma	1 mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
IMIP	Imipramine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
INDI	Indinavir - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
INH	INH - Isoniazide - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
INFBA	Interféron bêta - anticorps neutralisant - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
IPRO	Iproniazide - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PANOL	Isopropanol - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ITRA	Itraconazole et métabolite hydroxylé - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
KETAS	Kétamine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
KETO	Ketoconazole - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
KET	Kétoprofène - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VIMPA	Lacosamide - Vimpat - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LAMO	Lamotrigine - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
KEP	Lévétiracetam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LEVOX	Levofloxacine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LEVO	Lévomépromazine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
LIDO	Lidocaïne - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LOPRA	Loprazolam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LORAZ	Lorazépam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LORME	Lormetazépam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LOXAP	Loxapine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
LSDS	LSD - Diéthylamide Acide Lysergique	2 mL Sérum (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
IPHEN	Lymphocytes - immunophénotypage des hémopathies lymphoïdes chroniques	5 à 10 mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) + 1 frottis sanguin non coloré Moelle sur héparine ou EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) + 1 frottis médullaire non coloré T° ambiante
MGE	Magnésium érythrocytaire - Sang total	3 mL Sang total hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
MAPRH	Maprotiline - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
MARA	Maraviroc - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
MEPS	Méprobamate - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
METFO	Metformine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré

Code Biomnis	Paramètre	Préanalytique T°
MTDS	Méthadone et EDDP - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
MQUAL	Méthqualone - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
METHO	Méthotrexate - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
RITAL	Méthylphénidate - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
METO	Métoclopramide - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
MTPRO	Métoprolol - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
MIAN	Miansérine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
MIDAZ	Midazolam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
MILNA	Milnacipran - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
MINO	Minocycline - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
MIRTA	Mirtazapine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
MOCL	Moclobémide - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
MOXIF	Moxifloxacine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
NESDO	Nesdonal - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
NI	Nickel - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
NITRA	Nitrazépam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
NORDA	Nordazépam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
OFLO	Ofloxacine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
OLAN	Olanzapine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
OPIS	Opiacés - confirmation	1 mL Plasma Fluoré. Plasma sur Héparinate de Litium accepté (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
OXAC	Oxacilline - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
OXAZ	Oxazépam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PARAQ	Paraquat - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PAROX	Paroxétine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PEFLO	Péfloxacin - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PERIZ	Périciazine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PESTS	Pesticides - recherche et/ou dosage - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PHENS	Phencyclidine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PTHIA	Phénothiazines - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré

Code Biomnis	Paramètre	Préanalytique T°
FENO	Phénotype étendu (autres que ABO-RH1 et RH-KEL1) - Sang total	5 mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
RH	Phénotype RH-KEL1 - Sang total	5 mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
PIMO	Pimozide - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PIPAM	Pipampérone - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PIPE	Pipéracilline - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
IPLAS	Plasmocytes médullaires - Immunophénotypage	Moelle totale sur EDTA ou sur héparine (proscrire les tubes avec séparateur) + 1 frottis non coloré T° ambiante
PBST	Plomb - sang total	5 mL Sang total Héparinate de sodium, Héparinate de lithium, EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
PPA	Polypeptide pancréatique - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
POSA	Posaconazole - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PPZ	PPZ - Protoporphyrine zinc	2 mL Sang total Hépariné(à l'abri de la lumière)(proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
PRAZE	Prazépam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PRIPH	Primidone - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
PROPF	Propafénone - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
AVLO	Propranolol - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
PYRA	Pyrazinamide - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
QUETA	Quétiapine - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
QUIN	Quinidine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
QUINI	Quinine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
RIFAB	Rifabutine - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
RILPI	Rilpivirine - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
RISPE	Rispéridone - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
RITO	Ritonavir - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
SAQUI	Saquinavir - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
SE	Sélénium - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
SEROT	Sérotonine	2 x 2 mL (IMPERATIF) Sang total Hépariné (pas de tube en verre)(proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
SERT	Sertraline - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
STIRI	Stiripentol - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
SULPI	Sulpiride - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé

Code Biomnis	Paramètre	Préanalytique T°
SULTO	Sultopride - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
TEMAZ	Témazépam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
TETRA	Tétrazépam - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
CYANP	Thiocyanates - ion - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
THIO	Thioridazine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
TKREA	Thymidine kinase - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
TIAPR	Tiapride - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
TIPRA	Tipranavir - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
TOPIR	Topiramate - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
TRAMA	Tramadol - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
TRIHE	Trihétéxyphénidyle - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
TRIMI	Trimipramine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VENLA	Venlafaxine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VERAP	Vérapamil - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
SABRI	Vigabatrin - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
HIVQ	VIH1 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma	2 x 2 mL Plasma EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
HIVQ2	VIH2 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma	2 x 2 mL Plasma EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VILOX	Viloxazine - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VA	Vitamine A - Rétinol	2 mL Sérum ou Plasma Hépariné (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VB1ST	Vitamine B1 - Thiamine	2 mL Sang total EDTA (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VB2	Vitamine B2 - Riboflavine	1 mL Sang total EDTA (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VB6ST	Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal	2 mL Sang total EDTA (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VB8	Vitamine B8 ou H - Biotine	2 mL Sérum ou Plasma Héparine de lithium (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
VCP	Vitamine C - Acide ascorbique	2 mL Plasma Héparine de lithium (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VE	Vitamine E - Tocophérol	2 mL Sérum ou Plasma Hépariné (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VK	Vitamine K1 - Phylloquinone	2 mL Sérum (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
VORI	Voriconazole - Sérum	3 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé

Code Biomnis	Paramètre	Préanalytique T°
ZN	Zinc	2 mL Plasma héparinate de sodium, héparinate de lithium, sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Réfrigéré
ZOLPI	Zolpidem - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ZONI	Zonisamide - Sérum	1 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ZOPIC	Zopiclone - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé
ZUCLO	Zuclopenthixol - Sérum	2 mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) Congelé